

Conseils d'utilisation des Nanoparticules d'oxydes de fer (SPIO) et ferrites

Sécurité

Nanoparticules en poudre

Pour votre sécurité, le port des EPI suivants est obligatoire :

- Gants
- Masque FFP3
- Blouse
- Lunettes de protection

Attention à la volatilité du produit :
Ne pas manipuler en courant d'air
ou à proximité d'une sorbonne
en fonctionnement.

Nanoparticules en milieu liquide

Pour votre sécurité, le port des EPI suivants est obligatoire :

- Gants
- Blouse
- Lunettes de protection


Attention aux capacités de pénétration du produit :
L'utilisation de gants en Nitrile est conseillée.

Nous vous recommandons de nettoyer votre paillasse après chaque utilisation.

Pour plus d'informations, rendez vous sur :
<https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206115>

Décantation magnétique (SPIO et ferrites)

Méthode par renversement



Méthode par pipettage

